

## ▶ DIE PASSENDE EINLAGE FÜR IHR KIND

Wir nehmen uns viel Zeit für Analyse und Beratung. Fußabdruck und ggf. Videoaufnahmen zeigen, wie wir ihr Kind motorisch unterstützen können.

Auf dieser Basis wird die Einlage individuell konstruiert und per Hightech Computerfräsung gefertigt.

Die Einlagen können in fast jeden Schuh eingepasst werden. Bringen Sie die Schuhe zu jedem Termin mit!

Die Einlagen sind bei 30°C waschbar oder mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Niemals an der Heizung trocknen!

Die Einlagen wirken am besten, wenn sie so oft wie möglich getragen werden. Daher möglichst auch in der KITA und Schule anbehalten.

Eine Eingewöhnungszeit ist normal. Es kann Muskelkater geben.

Die Einlagen sollen regelmäßig kontrolliert werden. Wächst der Fuß, unbedingt überprüfen lassen; ansonsten viertel- bis halbjährlich.



Graupfortstr. 6 · 65549 Limburg  
Tel: 06431/6646 · Fax: 06431/23910  
@ info@gesundheitszentrum-limburg.de  
f facebook.com/Gesundheitszentrum.Limburg  
www.gesundheitszentrum-limburg.de

## ▶ SENSOMOTORISCHE EINLAGEN



# AKTIVITÄT FÖRDERN

Kinder, die in der motorischen und sprachlichen Entwicklung Probleme haben, weisen häufig auch Fußprobleme auf. Bei der Versorgung von über 300 Kindern mit sensomotorisch wirkenden Einlagen zeigte sich, dass sie nicht nur die Fußfehlform korrigieren können, sondern auch den Muskeltonus und die Körperwahrnehmung der Kinder verbessern und deren Aufmerksamkeitsspanne verlängern.



Sensomotorische Einlagen werden nach der Philosophie eingesetzt, dass im Körper als Ganzes das Gleichgewicht der Muskulatur herrschen sollte.

Ist dieses Gleichgewicht gestört, muß die Ursache erforscht und durch gezielte Impulse über sensomotorische Einlagen behoben werden.

Zu stark ausgeprägte Muskelgruppen werden geschwächt, zu schwache Muskeln gezielt gestärkt. Die Disbalance im Körper wird behoben, das Gleichgewicht des gesunden Körpers wieder hergestellt.

# ▶ KOORDINATION UNTERSTÜTZEN

Durch Druck mittels verschiedener Erhöhungen auf der Einlage werden Informationen über die Fußsohle in den Körper gebracht, die spezielle Reaktionen hervorrufen und Muskeln stimulieren. Die auf diese Weise individuell aktivierten Muskeln sollen die anatomisch korrekte „Statik“ des Fußes als Fundament des Körpers wieder herstellen.

Der Fuß wird angeregt, sich selbst zu helfen und korrekte Bewegungsabläufe (wieder) zu erlernen.

Mit Hilfe von sensomotorischen Einlagen können Fußfehlstellungen dauerhaft korrigiert werden!

Besondere Erfolge werden mit dem Einsatz sensomotorischer Einlagen bei Kindern und Jugendlichen erzielt.

Wahrnehmungsstörungen und Tonusregulationsprobleme von Frühgeborenen und Spastikern können gezielt gefördert und verbessert werden.

Kinder und Jugendliche haben gute Aussichten, nach der sensomotorischen Therapie ohne Einlagen auszukommen!